

オプチューン®コンバーチブルバッグ

快適性を考慮したデザイン

3パターンの使い方のご紹介


1. ショルダーバッグ



ショルダーストラップ



所定の位置に取り付ける



2. ヒップバッグ



バッグ背面のポケット部の中に
ヒップストラップを通す



所定の位置に取り付ける




3. ショルダーバッグ + ヒップバッグ



ショルダーストラップ + ヒップバッグ



ヒップバッグ完成後、
ショルダーストラップを取り付ける



構成

コンバーチブルバッグ

ショルダーストラップ

ヒップストラップ

